

beurer

HT 15



**RU** Гребень от вшей  
Инструкция по применению

CE



Внимательно прочитайте данную инструкцию по применению, сохраняйте ее для последующего использования и предоставляйте другим пользователям возможность с ней ознакомиться, а также всегда следуйте ее указаниям.

1. Введение
2. Комплект поставки
3. Пояснения к символам
4. Использование по назначению
5. Указания по технике безопасности
6. Описание прибора
7. Перед первым использованием
8. Управление
9. Ремонт и очистка
10. Часто задаваемые вопросы
11. Утилизация
12. Технические характеристики
13. Гарантия / сервисное обслуживание

## 1. Введение

Гребень от вшей НТ15 фирмы Veurer поможет легко очистить кожу головы от вшей и гнид. Гребень от вшей не предусматривает использование химических веществ, поэтому бережно воздействует на волосистую часть головы и подходит для маленьких детей.

### Как работает гребень от вшей?

При контакте с вошью или гнидой гребень производит электрический импульс, который не ощущается и безвреден для людей. При расчесывании волос вши попадают на электрически заряженные металлические зубцы и эффективно удаляются. Поэтому гребень от вшей представляет собой простой, безопасный и эффективный метод борьбы с педикулезом.









## 2. Комплект поставки

- 1 x гребень от вшей НТ 15
- 1 x защитный колпачок
- 1 x кисточка для очистки
- 1 x батарейка типа АА на 1,5 В
- 1 x инструкция по применению

## 3. Пояснения к символам

В инструкции по применению, на упаковке и на типовой табличке прибора и принадлежности используются следующие символы.

 <b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>	«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» обозначает опасность средней степени риска, которая при несоблюдении указания может привести к смерти или тяжелым травмам.
 <b>ОСТОРОЖНО</b>	«ОСТОРОЖНО» обозначает опасность низкой степени риска, которая при несоблюдении указания может привести к легким травмам или травмам средней тяжести.
<b>УКАЗАНИЕ</b>	Важная информация.
	Соблюдайте инструкцию по применению.

	Рабочая часть, тип В.
	Утилизация прибора в соответствии с директивой ЕС об отходах электрического и электронного оборудования ЕС – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Изготовитель.
	Утилизация упаковки в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды.
	Номер партии
<b>IP22</b>	Защита от проникновения твердых тел диаметром 12,5 мм и больше и от капель воды, когда корпус наклонен на 15°
	Допустимая температура и влажность воздуха при хранении и транспортировке
	Допустимая рабочая температура и влажность воздуха.
	Знак CE подтверждает соответствие основным требованиям директивы о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС.

#### 4. Использование по назначению

Прибор предназначен исключительно для расчесывания волос на голове человека, а также подходит для шерсти кошек и собак. Прибор предназначен исключительно для частотного использования. Данный прибор разрешается использовать исключительно в целях, для которых он был разработан, а также в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по применению. Любое применение не по назначению может быть опасным. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неквалифицированным или ненадлежащим использованием прибора.

#### 5. Указания по технике безопасности



##### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

- Используйте прибор только на сухих, расчесанных волосах.
- Держите прибор вдали от горячих поверхностей и защищайте от прямых солнечных лучей.
- Если прибор не используется, наденьте на него входящий в комплект защитный колпачок.
- Эксплуатация в зоне сильных электромагнитных полей, например рядом с мобильным телефоном, может привести к функциональным сбоям.
- Не давайте упаковочный материал детям. Опасность удушья!
- Перед использованием проверьте прибор и принадлежности к нему на отсутствие видимых повреждений. При возникновении сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.
- Запрещено использовать прибор вблизи воды или в воде.

- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость! Следите за тем, чтобы в прибор не попадала вода.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточными знаниями и опытом в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинформированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.
- Использование прибора детьми всегда должно осуществляться под присмотром взрослых.
- Тщательно очищайте гребень после каждого применения при помощи кисточки для очистки, особенно при использовании прибора другим лицом.
- Следите за тем, чтобы во время применения гребень не касался рта, глаз и ушей.
- Люди с чувствительной кожей головы могут испытывать легкое покалывание или зуд во время использования. Это нормально и не опасно для здоровья.
- Прибор не рекомендуется использовать лицам с заболеваниями сердца, эпилепсией или с установленным кардиостимулятором. Лица с заболеваниями сердца, эпилепсией или с установленным кардиостимулятором не должны управлять прибором для лечения других лиц.
- Не используйте прибор на поврежденной коже головы или на родинках.
- При контакте кожи с металлическими зубцами во время эксплуатации прибора возможны болезненные, но неопасные электрические импульсы.
- Не касайтесь металлических зубцов, если прибор включен.
- Данный прибор соответствует требованиям европейской директивы о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС, закону о медицинских изделиях, а также европейскому стандарту EN 60601-1-2 (в соответствии с IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3) и требует соблюдения особых мер предосторожности в отношении электромагнитной совместимости. Прибор предназначен для работы во всех условиях, перечисленных в настоящей инструкции по применению, в том числе дома.



#### **Указания по электромагнитной совместимости**

- Прибор предназначен для работы в условиях, перечисленных в настоящей инструкции по применению, в том числе дома.
- При наличии электромагнитных помех прибор может использоваться ограниченно. По этой причине могут возникнуть перебои в работе, отказ дисплея или всего прибора.
- Не используйте данный прибор непосредственно рядом с другими приборами или приборами, установленными друг на друга, так как это может привести к неправильному режиму работы. Если все же необходимо использовать прибор как описано выше, следите за ним и другими приборами, чтобы удостовериться в том, что они работают должным образом.
- Использование комплектующих, отличных от рекомендованных или предоставленных изготовителем, может привести к повышенному излучению электромагнитных помех или снижению электромагнитной помехоустойчивости прибора и вследствие этого — к неправильной работе.
- Несоблюдение этих требований может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик прибора.



#### **Указания по обращению с батарейками**

- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
- **⚠ Опасность проглатывания мелких деталей!** Маленькие дети могут проглотить батарейки и подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте.

- Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс (+) и минус (-).
- Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой салфеткой, предварительно надев защитные перчатки.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
- ⚠ **Существует опасность взрыва!** Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
- Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
- Заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.

## 6. Описание прибора



## 7. Перед первым использованием

### Установка батарейки

1. Сдвиньте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте входящую в комплект батарейку в отделение для батареек, как показано на отделении для батареек. При установке соблюдайте полярность (+/-) батарейки.
3. Закройте крышку отсека для батареек до появления ощутимого и слышимого щелчка.



## 8. Управление

Используйте гребень от вшей исключительно на сухих волосах. Перед обработкой хорошо расчешите волосы обычным гребнем, чтобы концы волос не спутывались.

1. Нажмите большим и указательным пальцами на боковые углубления на защитном колпачке, чтобы извлечь его из крепления. Потяните защитный колпачок вверх.
2. Переместите переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. в положение «I». Прозвучит высокий звуковой сигнал, который сигнализирует, что прибор включен и готов к работе.
3. Держите гребень от вшей под углом 45° к коже головы. Медленно передвигайте гребень от вшей от корней к концам волос. Медленно и осторожно расчешите волосы.

4. При попадании вшей на металлические зубцы гребня изменится звуковой сигнал. Если высокий звуковой сигнал не появился снова, очистите металлические зубцы кисточкой для очистки.
5. Для выключения гребня переместите выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. в положение «0». Высокий звуковой сигнал выключится.
6. Очищайте гребень от вшей после каждого применения, как описано в разделе «Ремонт и очистка».

#### **УКАЗАНИЕ**

Гребень от вшей удаляет взрослых вшей и гнид (яйца вшей). Повторяйте процедуру ежедневно в течение двух недель, чтобы полностью избавиться от вшей. Чтобы исключить повторное возникновение педикулеза, мы рекомендуем повторять процедуру один или два раза в неделю в течение еще одного месяца. Это позволяет устранить остаточных паразитов.

### **9. Ремонт и очистка**



#### **ОСТОРОЖНО**

- Для лучшей очистки металлических зубцов снимите защитный колпачок. Тщательно очищайте металлические зубцы после каждого использования с помощью входящей в комплект кисточки для очистки. Удаляйте возможные остатки паразитов между металлическими зубцами.
- После использования очищайте прибор (кроме металлических зубцов) мягкой, слегка влажной салфеткой. При сильном загрязнении салфетку можно смочить слабым мыльным раствором. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Следите за тем, чтобы в прибор не попала вода. В случае попадания в прибор воды сразу же извлеките из него батарейку и используйте его только после полного высыхания.
- Предохраняйте прибор от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры и храните вдали от источников тепла (печей, радиаторов отопления).

### **10. Часто задаваемые вопросы**

#### **У кого могут появиться головные вши?**

Головные вши могут появиться у каждого, не только у детей. Заражение вшами не вызвано отсутствием гигиены.

#### **Как можно заразиться?**

Вши не умеют летать или прыгать; они лазят и ползают. Вшами можно заразиться через прямой контакт с лицом, у которого уже есть педикулез (например, через соприкосновение двух голов).

#### **Откуда берутся вши?**

Обычно школа не является источником заражения. Гораздо чаще вшами можно заразиться в компаниях за пределами школы.

#### **Как и кого нужно проверить?**

Если Вы узнали о случае педикулеза в своем окружении, проверяйте всех членов семьи не реже одного раза в неделю и сообщите об этом своим друзьям.

#### **Почему важно сразу проверить наличие вшей?**

Быстрое обнаружение вшей облегчает удаление паразитов, поскольку они присутствуют в малом количестве. Кроме того, в этом случае высока вероятность, что вши не передадутся другим членам семьи или знакомым.

## 11. Утилизация

В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор



отдельно от бытового мусора. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек.

Следующие знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ.

Pb = батарейка содержит свинец,

Cd = батарейка содержит кадмий,

Hg = батарейка содержит ртуть.



## 12. Технические характеристики

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| • Модель: НТ15                         | • Вес: около 56 г (без батареек) |
| • Батарейка: 1 батарейка 1,5 В типа АА | • Размер: 158 x 37 x 50 мм       |

## 13. Гарантия/сервисное обслуживание

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm [www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer.healthguide.com](http://www.beurer.healthguide.com) • [www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)

